


# Mini Blue Cooler

## 31800



Mini Blue Cooler, pieni mutta tehokas!

- Digitaalinen lämpötilan säätö.
- Erittäin hiljainen tuuletin.
- Lämpötila-alue -18-0 °C.
- Tilaa 36 parafiiniblokille.
- Pintamateriaali ruostumatonta terästä.



Tilantarve  
erittäin pieni.  
Vie tilaa vain  
A4-arkin  
kokoiselta  
alalta.

### TEKNISET TIEDOT

Laitteen mitat (L/S/K)	245 x 325 x 250 mm
Jäähdytyspinnan mitat (L/S)	180 x 260 mm
Jäähdytysaine	R600a
Paino	12 kg
Jännite	230 V / 50 Hz / 200 W
Tuotenumero	31800

**OTA YHTEYTTÄ!**

[jukka.puomio@algol.fi](mailto:jukka.puomio@algol.fi)  
+358 50 566 4939